

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Zpr1 Per Wb E Elisa - 075312

Numero articolo: CM0014849

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ZPR1 validato per WB e ELISA. Rileva la proteina ZPR1 umana, una proteina a dita di zinco coinvolta nella progressione del ciclo cellulare e nella localizzazione di SMN1. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZPR1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	GKAF; ZNF259; ZPR1
Specie	Uomo
ID gene	8882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-459 della ZPR1 umana (NP_003895.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	075312
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio