

Anticorpo Policlonale Coniglio Zscan4 Per Wb Ed Elisa - Q8Nam6

Numero articolo: CM0018391

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ZSCAN4 umano (ZNF494), generato contro proteina ricombinante (aa 1-227). Adatto per Western blot ed ELISA, ideale per studi sulla pluripotenza delle cellule staminali e sulla dinamica dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio ZSCAN4 (pAb)
Note/Sinonimi	ZNF494; ZSCAN4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	201516
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-227 di ZSCAN4 umano (NP_689890.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8NAM6
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio