

Zscan4C Rabbit Pab - 245109

Numero articolo: CM0014281

introduzione

ZSCAN4C Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che si targeting del topo ZSCAN4, con reattività nel topo. Ideale per WB e ELISA, rileva una banda di 57kDa. Uno strumento chiave per la ricerca sulle cellule staminali e sulla biologia dello sviluppo, supportando studi sulla pluripotenza e sull'embriogenesi precoce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZSCAN4C Rabbit pAb
Note/Alias	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	201516
Gene ID (Mouse)	245109
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400-506 del topo ZSCAN4 (NP_001013787.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio